



An alle
Kliniken, Institute und
Klinischen Abteilungen
des Allgemeinen Krankenhauses
und externen Einsender

Klinisches Institut für Labormedizin
Abteilung für Klinische Mikrobiologie

Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
T: +43 (0)1 40400-51560

helga.kalser@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at
www.akhwien.at

A.o. Univ.Prof.Dr. Birgit Willinger



Wien, 07.02.2024

Werte Einsender!

Aus gegebenem Anlass weisen wir daraufhin, dass bei den Untersuchungen „Häufigste bakterielle Sepsis-Erreger (Multiplex-PCR) und Candidämie-Erreger (Multiplex-PCR) EDTA-Blut nur verarbeitet werden kann, wenn folgende Röhrcchen verwendet werden:

VacuretteEDTA K3
Referenznummer: 454021
SAP Nummer: 40046082

Wir bitten Sie nur mehr diese Röhrcchen zu verwenden und darauf zu achten, dass die Röhrcchen mit 4ml Blut gefüllt sind, da es nur dann möglich ist die Untersuchung korrekt durchzuführen.

Wir danken für Ihr Verständnis!

Mit kollegialen Grüßen